



Thermoprobe HF

6.9011.040

Sensor de temperatura de alta sensibilidad para la titulación termométrica con el Titrotherm 859 en medios que contienen HF.

El Thermoprobe tiene un tiempo de respuesta corto y una alta resolución y permite la detección precisa de los cambios de temperatura más pequeños.

Este sensor puede utilizarse en soluciones ácidas que contengan fluoruro, pero no es resistente a disolventes orgánicos. Es adecuado, por ejemplo, para:

- La determinación de sodio
- Titulación de baños cáusticos