




Gradilla de muestras 53 x 120 mL, (PP)

6.9920.141

Gradilla de muestras para 815 Robotic USB Sample Processor XL y 855 Robotic Titrosampler «Basic», apta para 53 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1459.300, 6.1459.307.

Plástico: polipropileno (PP)

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.1459.300	Vaso de muestra de plástico (PP) de 120 mL, 250 unidades
	Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) de 120 mL, apto para gradillas 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 y 6.9920.141, 250 unidades



6.1459.307

Vaso de muestra de plástico (PP) de 120 mL, 1 unidad

Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) de 120 mL, apto para gradillas 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 y 6.9920.141, 1 unidad



6.2037.080

Soporte de láminas

Soporte de lámina para vasos de PP de 120 mL (6.1459.300)

