



Gradilla de muestras, 35 x 60 mL y 3 x 250 mL, (PVC)

6.9920.191

Gradilla de muestras para 858 Professional Sample Processor y 815 Robotic USB Sample Processor XL, apta para 35 recipientes de muestras y 3 botellas de lavado. Se pueden utilizar los siguientes recipientes de muestras y botellas de lavado: 6.1608.100, recipientes de 60 mL y 250 mL Nalgene FEP.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

6.1608.100

Botella PE 50 mL

Botella para el Extension Module Liquid Handling.

