



Bureta de derrame (100 mL) para el Sample Processor

6.9958.007

Bureta de derrame para una medición automática y rápida de una muestra de 100 mL, así como para la transferencia de muestra en un recipiente de titulación externo.

Partes/accesorios 6.9958.007

Qt.	Order no.	Descripción
2 PCS	6.1808.050	Oliva de tubo / M8 exterior 1 rosca exterior M8 y 1 pieza en forma de oliva para tubos flexibles. Por ejemplo, para la camisa termostática de las unidades intercambiables y aparatos de medida de estabilidad.



2 PCS

6.1801.000

Tubo flexible de PVC / 4 mm / 7 mm / 1m



1 PCS

6.1819.040

Tubo de FEP

Para orificios roscados M8. Para envoltura termostática 6.1563.010 de las unidades intercambiables 6.3011.XXX...6.3026.XXX

