

Prolongación de cabezal de titulación de 34 mm para Robotic Titrosampler "Light"

6.9958.125

Prolongación de cabezal de titulación para 855 Robotic Titrosampler "Light"

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
2.855.0030	Robotic Titrosampler "Light" (1T/1P) Modelo de entrada del Robotic Titrosampler para un número de muestras medio. El Robotic Sample Processor XL permite ahorrar espacio, ya que integra Titrande, un puesto de trabajo y una bomba de membrana incorporada. Este Sample Processor se amplía a través de la elección de gradillas de muestras y electrodos para la automatización específica de aplicaciones en la titulación. Para aspirar la solución titulada se puede conectar opcionalmente una bomba de manguera o de membrana externa (opcional). La programación de los métodos se realiza por medio del práctico Touch Control o el software de titulación tiamo™ u OMNIS. Para un número de muestras mayor, el Robotic Titrosampler "Light" puede ampliarse fácil y económicamente a la versión "Basic", que puede manejar muchas veces la cantidad de muestras original.



Modelo de entrada del Robotic Titrosampler para un número de muestras medio. El Robotic Sample Processor XL permite ahorrar espacio, ya que integra Titrando, un puesto de trabajo y dos bombas de membrana incorporadas. Este Sample Processor se amplía a través de la elección de gradillas de muestras y electrodos para la automatización específica de aplicaciones en la titulación. La programación de los métodos se realiza por medio del práctico Touch Control o el software de titulación tiamo™ u OMNIS.



Para un número de muestras mayor, el Robotic Titrosampler "Light" puede ampliarse fácil y económicamente a la versión "Basic", que puede manejar muchas veces la cantidad de muestras original.
