



OMNIS Rod Stirrer Sample Robot

2.1006.0010

Agitateur à tige pour le raccordement direct à l'OMNIS Sample Robot avec câble à montage fixe (2,5 m).

Contenu de la livraison 2.1006.0010

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.1006.0010	Rod Stirrer « Sample Robot »
		Agitateur à hélice pour le raccordement direct à l'OMNIS Sample Robot avec câble à montage fixe (2,5 m).



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.01900.010	Tige d'agitation 30 mm ETFE Tige d'agitation de 30 mm en ETFE, avec hauteur adaptable, pour l'utilisation avec un Rod Stirrer « Titrator » ou un Rod Stirrer « Sample Robot »	
6.01900.030	Tige d'agitation 20 mm en ETFE Tige d'agitation de 20 mm, avec hauteur adaptable, pour l'utilisation avec un Rod Stirrer « Titrator » ou Rod Stirrer « Sample Robot »	
6.01900.020	Tige d'agitation 13 mm ETFE Tige d'agitation de 13 mm en ETFE, avec hauteur adaptable, pour l'utilisation avec un Rod Stirrer « Titrator » ou un Rod Stirrer « Sample Robot »	