



OMNIS Rod Stirrer Titration

2.1006.0020

Agitateur à tige pour le raccordement à un OMNIS Titrator (câble de 1,1 m de longueur).

Contenu de la livraison 2.1006.0020

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.1006.0020	Rod Stirrer pour le titrage
		Agitateur à hélice pour le raccordement à un OMNIS Titrator (câble de 1,1 m de longueur).



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.01900.010	Tige d'agitation 30 mm ETFE Tige d'agitation de 30 mm en ETFE, avec hauteur adaptable, pour l'utilisation avec un Rod Stirrer « Titrator » ou un Rod Stirrer « Sample Robot »	
6.01900.030	Tige d'agitation 20 mm en ETFE Tige d'agitation de 20 mm, avec hauteur adaptable, pour l'utilisation avec un Rod Stirrer « Titrator » ou Rod Stirrer « Sample Robot »	