



Eco Titrator Salt

2.1008.2010

L'Eco Titrator compact avec agitateur magnétique intégré et interface utilisateur tactile est idéal pour les analyses de routine. Il délivre toujours des résultats conformes aux BPL tout en occupant un minimum d'espace (env. DIN A4).

L'Eco Titrator plus vous propose un ensemble complet permettant d'analyser le chlorure dans des échantillons les plus divers. L'ensemble comprend un titreur, une unité de cylindre de 10 mL ainsi qu'une Ag-Titrode, une électrode ne nécessitant aucune maintenance pour le titrage par précipitation au nitrate d'argent.

Contenu de la livraison 2.1008.2010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

L'Eco Titrator compact avec agitateur magnétique intégré et interface utilisateur tactile est idéal pour les analyses de routine. Il délivre toujours des résultats conformes aux BPL tout en occupant un minimum d'espace (env. DIN A4).

D'utilisation universelle pour pratiquement tous les titrages potentiométriques, comme

- les produits alimentaires : acidité, chlorure, vitamine C, iode et indice d'iode et de peroxyde des graisses
- les analyses de l'eau : dureté carbonatée et Ca/Mg, chlorure, sulfate, indice de permanganate
- la pétrochimie : indices d'acide ou d'alcalinité, sulfures et mercaptans, chlorure, indice de brome
- la galvanoplastie : acidité totale, teneur en métal, chlorure
- les analyses des tensioactifs : tensioactifs anioniques, cationiques et non-ioniques
- Photométrie avec l'Optrode : valeur p et m, métaux, dureté de l'eau



Unité de cylindre 10 mL pour Eco Dosimat / Eco Titrator. Sans tuyaux de dosage ni pointe anti-diffusion.



Électrode annulaire en argent combinée à membrane de verre pH comme électrode de référence.

Cette électrode ne nécessitant aucune maintenance convient aux titrages par précipitation en cas de valeur pH constante (nitrate d'argent comme titrant), par ex. de :

- Chlorure, bromure, iodure
- Sulfures
- Sulfure d'hydrogène
- Mercaptans
- Cyanures

Cette électrode est conservée dans l'eau distillée.

En fonction de l'utilisation, il est recommandé d'utiliser une titrode en argent avec revêtement (d'AgBr, AgCl ou Ag₂S), qui peut être commandée en conséquence.



Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.



Pour le support mobile de pointes de burette dans la tête de titrage



1 STK

6.1446.080

Bouchon fileté M8



1 STK

6.1543.200

Pointe de titrage, filetage M6

Pointe de titrage avec vanne anti-diffusion.



1 STK

6.1602.105

Adaptateur de siphon pour bouteille / GL 45 / vert

Pour doser directement à partir de bouteilles à réactifs avec filetage GL 45.



1 STK

6.1608.023

Flacon en verre brun 1000 mL, GL 45

Pour Unités interchangeables. Flacon pour les solutions auxiliaires.



1 STK

6.1619.010

Adsorbeur complet pour unité interchangeable



2 STK

6.1805.090

Tuyau en FEP / M6 / 31 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1805.100

Tuyau en FEP / M6 / 40 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1819.020

Tuyau

Pour alésages filetés M6. Pour siphons de flacon 6.1602.1XX



1 STK

6.1903.020

Barreau d'agitation / 16 mm

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 16 mm



1 STK

6.1903.030

Barreau d'agitation / 25 mm

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 25 mm.



1 STK

6.2013.010

Bague d'arrêt

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



1 STK

6.2016.070

Potence / 400 mm



1 STK

6.2021.020

Support d'électrode

Support d'électrode pour 4 électrodes et 2 pointes de burette



1 STK

6.2023.020

Agrafe pour rodage RN 14/15

Agrafe pour RN 14/15



1 STK

6.2709.070

Douille de guidage

Pour la fixation de pointes de burette et de distribution dans les têtes de titrage et les supports d'électrodes.



1 STK

6.6081.010

Clé USB pour Eco Titrator

Support de stockage pour Eco Titrator



1 STK

6.1546.040

Outil extracteur de piston pour Eco Dosimat/Eco
Titrator

Outil pour enlever et monter le piston.



1 STK

6.2164.010

Bloc d'alimentation 100 - 240 V / 24 V CC

Bloc d'alimentation pour 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch, 917 Coulometer
et tous Eco Titrator / Eco Dosimat.



1 STK

6.02712.000

Enveloppe de protection pour Eco Dosimat / Eco
Titrator

Enveloppe de protection de l'écran de l'Eco Dosimat / Eco Titrator.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
2.142.0100	Imprimante thermique Custom Q3X Imprimante compacte avec interface USB pour • 900 Touch Control • 915 KF Ti-Touch • 916 Ti-Touch • 917 Coulometer • 877 / 848 Titrino plus • 865 / 876 Dosimat plus • 91X Meter (câble 6.2151.140) • Eco Dosimat / Titrator • 862 Compact Titrosampler • 870 KF Titrino plus • 899 Coulometer Largeur de papier 60 mm (40 caractères). Câble USB 6.2151.120 inclus.
6.03002.150	Unité de cylindre Eco 5 mL Unité de cylindre 5 mL pour Eco Dosimat / Eco Titrator. Sans tuyaux de dosage ni pointe anti-diffusion.
6.03002.220	Unité de cylindre Eco 20 mL Unité de cylindre 20 mL pour Eco Dosimat / Eco Titrator. Sans tuyaux de dosage ni pointe anti-diffusion.



6.03002.250 Unité de cylindre Eco 50 mL

Unité de cylindre 50 mL pour Eco Dosimat / Eco Titrator. Sans tuyaux de dosage ni pointe anti-diffusion.



6.9001.050 Papier thermique pour Custom Neos-N / Q3X

Papier thermique 60 mm / 25 m pour Custom Neos-N / Q3X.
Nouveau : 25 ans de lisibilité sous réserve de conditions de stockage appropriées.

1 rouleau



2.143.0200 Imprimante matricielle TX-900MH

Imprimante matricielle compacte avec interfaces USB et RS232 pour

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat/titreur (+)
- 877/848 Titrino plus (6.2151.100 requis en complément)
- 865/876 Dosimat plus (6.2151.100 requis en complément)
- 862 Compact Titrosampler (6.2151.100 requis en complément)
- 870 KF Titrino plus (6.2151.100 requis en complément)
- 899 Coulometer (6.2151.100 requis en complément)

(+) câble fourni

