



OMNIS Oven Module 2R

2.1017.0010

Module à intégrer au support de module de l'OMNIS Sample Robot Oven. Ce poste de travail reçoit le flacon d'échantillon 2R et le transporte de la position de transfert vers le four, puis en sens inverse après l'analyse.

Contenu de la livraison 2.1017.0010

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.1017.0010	OMNIS Oven Module 2R
		OMNIS Oven Module 2R



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.02041.140	Rack d'échantillons OMNIS 77 x 2R Rack d'échantillons OMNIS pour OMNIS Sample Robot Oven convient aux flacons d'échantillon 77 2R.

