



Eco KF Titrator

2.1027.0010

Le nouvel Eco KF Titrator avec agitateur magnétique intégré et écran d'affichage tactile est idéal pour la détermination de routine de l'eau. Des méthodes prédéfinies permettent une grande facilité de mise en service de l'appareil. Outre les impressions conformes aux BPL sur papier ou en PDF, l'Eco KF Titrator offre également la possibilité de connecter des balances ou d'envoyer les données de détermination à un PC via des rapports PC/LIMS.

Contenu de la livraison 2.1027.0010

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.1027.0010	Eco KF Titrator

Le nouvel Eco KF Titrator avec agitateur magnétique intégré et écran d'affichage tactile est idéal pour la détermination de routine de l'eau. Des méthodes prédéfinies permettent une grande facilité de mise en service de l'appareil. Outre les impressions conformes aux BPL sur papier ou en PDF, l'Eco KF Titrator offre également la possibilité de connecter des balances ou d'envoyer les données de détermination à un PC via des rapports PC/LIMS.



1 STK

6.1446.080

Bouchon fileté M8



1 STK

6.1546.040

Outil extracteur de piston pour Eco Dosimat/Eco
Titrator

Outil pour enlever et monter le piston.



1 STK

6.1602.105

Adaptateur de siphon pour bouteille / GL 45 / vert

Pour doser directement à partir de bouteilles à réactifs avec filetage GL 45.



1 STK

6.1619.010

Adsorbeur complet pour unité interchangeable



2 STK

6.1805.090

Tuyau en FEP / M6 / 31 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1805.100

Tuyau en FEP / M6 / 40 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1819.020

Tuyau

Pour alésages filetés M6. Pour siphons de flacon 6.1602.1XX



1 STK

6.2013.010

Bague d'arrêt

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



1 STK

6.2016.070

Potence / 400 mm



1 STK

6.2023.020

Agrafe pour rodage RN 14/15

Agrafe pour RN 14/15



1 STK

6.2164.010

Bloc d'alimentation 100 - 240 V / 24 V CC

Bloc d'alimentation pour 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch, 917 Coulometer et tous Eco Titrator / Eco Dosimat.



1 STK

6.02712.000

Enveloppe de protection pour Eco Dosimat / Eco Titrator

Enveloppe de protection de l'écran de l'Eco Dosimat / Eco Titrator.



Support de stockage pour Eco KF Titrator



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
2.1029.0010	Solvent Pump	
	Associée à un Eco Titrator / Eco KF Titrator / Eco Coulometer, la Solvent Pump est utilisée pour une addition de solvant sécurisée et l'aspiration du contenu du récipient de titrage sans contact avec les réactifs. Avec le bloc d'alimentation 6.2164.010 en option, une utilisation indépendante de l'appareil est également possible.	
6.02709.040	Bouchon de fermeture	
	Bouchon de fermeture pour couvercles de récipient de titrage 6014050X0.	
6.02711.000	Cuillère à pâte	
	Pour une utilisation lors de déterminations de la teneur en eau Karl Fischer de substances pâteuses telles que miel, produits cosmétiques, graisses ou différents produits laitiers. La cuillère à pâte facilite l'ajout d'échantillons visqueux. Elle se manipule aussi facilement que n'importe quelle autre spatule et permet l'ajout pratique, rapide et sans perte de pâtes dans le récipient de titrage Karl Fischer. Pour dissoudre rapidement et entièrement les échantillons visqueux, nous recommandons par ailleurs l'utilisation d'un homogénéisateur. Compatible avec couvercles de récipient de titrage 6014050X0.	

6.05610.050 Équipement KFT pour Eco KF Titrator

Jeu d'accessoires complet pour le titrage volumétrique Karl Fischer



6.05610.060 Équipement KFT pour Eco KF Titrator avec Polytron

Jeu d'accessoires complet pour le titrage volumétrique Karl Fischer avec Polytron



6.03002.150 Unité de cylindre Eco 5 mL

Unité de cylindre 5 mL pour Eco Dosimat / Eco Titrator. Sans tuyaux de dosage ni pointe anti-diffusion.



6.03002.210 Unité de cylindre Eco 10 mL

Unité de cylindre 10 mL pour Eco Dosimat / Eco Titrator. Sans tuyaux de dosage ni pointe anti-diffusion.



6.03002.220 Unité de cylindre Eco 20 mL

Unité de cylindre 20 mL pour Eco Dosimat / Eco Titrator. Sans tuyaux de dosage ni pointe anti-diffusion.



6.03002.250 Unité de cylindre Eco 50 mL

Unité de cylindre 50 mL pour Eco Dosimat / Eco Titrator. Sans tuyaux de dosage ni pointe anti-diffusion.



2.142.0100 Imprimante thermique Custom Q3X

Imprimante compacte avec interface USB pour

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (câble 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



Largeur de papier 60 mm (40 caractères). Câble USB 6.2151.120 inclus.

6.9001.050

Papier thermique pour Custom Neos-N / Q3X

Papier thermique 60 mm / 25 m pour Custom Neos-N / Q3X.

Nouveau : 25 ans de lisibilité sous réserve de conditions de stockage appropriées.

1 rouleau



2.143.0200

Imprimante matricielle TX-900MH

Imprimante matricielle compacte avec interfaces USB et RS232 pour

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat/titreur (+)
- 877/848 Titrino plus (6.2151.100 requis en complément)
- 865/876 Dosimat plus (6.2151.100 requis en complément)
- 862 Compact Titrosampler (6.2151.100 requis en complément)
- 870 KF Titrino plus (6.2151.100 requis en complément)
- 899 Coulometer (6.2151.100 requis en complément)



(+) câble fourni

6.01406.250

Réipient de titrage 50 – 150 mL

Réipient de titrage 50 – 150 mL avec fermeture à vis pour une utilisation avec couvercle de réipient de titrage 6014050X0.



6.2811.000

Tamis moléculaire

Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimensions des pores: 0.3 nm. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.



6.2811.010

Tamis moléculaire (US)

Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimension des pores : 0,3 nm. Sans indicateur d'humidité. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.

Ce produit est destiné à tous les utilisateurs résidant aux États-Unis. Le matériau est classé comme dangereux aux États-Unis selon la norme OSHA sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200).

