



Eco KF Titrator complet

2.1027.0100

Le nouvel Eco KF Titrator avec agitateur magnétique intégré et écran d'affichage tactile est idéal pour la détermination de routine de l'eau. Des méthodes prédéfinies permettent une grande facilité de mise en service de l'appareil. Outre les impressions conformes aux BPL sur papier ou en PDF, l'Eco KF Titrator offre également la possibilité de connecter des balances ou d'envoyer les données de détermination à un PC via des rapports PC/LIMS.

Pack complet avec Solvent Pump pour un changement rapide de réactif sans contact avec les produits chimiques.

Contenu de la livraison 2.1027.0100

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

1.1027.0010

Eco KF Titrator

Le nouvel Eco KF Titrator avec agitateur magnétique intégré et écran d'affichage tactile est idéal pour la détermination de routine de l'eau. Des méthodes prédéfinies permettent une grande facilité de mise en service de l'appareil. Outre les impressions conformes aux BPL sur papier ou en PDF, l'Eco KF Titrator offre également la possibilité de connecter des balances ou d'envoyer les données de détermination à un PC via des rapports PC/LIMS.



1 STK

1.1029.0010

Solvent Pump

Associée à un Eco KF Titrator, la Solvent Pump est utilisée pour une addition de solvant sécurisée et l'aspiration du contenu du récipient de titrage sans contact avec les réactifs.



1 STK

6.03002.210

Unité de cylindre Eco 10 mL

Unité de cylindre 10 mL pour Eco Dosimat / Eco Titrator. Sans tuyaux de dosage ni pointe anti-diffusion.



1 STK

6.05610.050

Équipement KFT pour Eco KF Titrator

Jeu d'accessoires complet pour le titrage volumétrique Karl Fischer



1 STK

6.02110.000

Câble de connexion Eco KF Titrator/Solvent Pump

Câble pour connecter une Solvent Pump à un Eco KF Titrator, sert de source de courant



1 STK

6.1446.040

Bouchon fileté / M6



1 STK

6.1446.080

Bouchon fileté M8



1 STK

6.1446.090

Bouchon / B-14/15 / M8



1 STK

6.1543.110

Pointe de distribution / filetage M8

Pointe de transport avec filetage M8



1 STK

6.1543.120

Pointe d'aspiration, filetage M8

Pointe d'aspiration, si le tuyau de siphonage 6.1805.200 est utilisé



1 STK

6.1546.040

Outil extracteur de piston pour Eco Dosimat/Eco
Titrator

Outil pour enlever et monter le piston.



2 STK

6.1602.105

Adaptateur de siphon pour bouteille / GL 45 / vert

Pour doser directement à partir de bouteilles à réactifs avec filetage GL 45.



1 STK

6.1608.030

Flacon rond 1000 mL, GL 45



1 STK

6.1608.023

Flacon en verre brun 1000 mL, GL 45

Pour Unités interchangeables. Flacon pour les solutions auxiliaires.



1 STK

6.1619.010

Adsorbeur complet pour unité interchangeable



1 STK

6.1623.000

Protection contre les débordements pour adaptateur pour bouteille

La protection contre les débordements pour adaptateur pour bouteille empêche le débordement de la bouteille de déchets lors de l'utilisation d'une pompe d'aspiration



2 STK 6.1805.090 Tuyau en FEP / M6 / 31 cm
Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK 6.1805.100 Tuyau en FEP / M6 / 40 cm
Avec protection contre la lumière et le flambage



2 STK 6.1805.200 Tuyau PTFE / M8 / 0.5 m



1 STK 6.1808.050 Raccord olive / M8
1 filetage extérieur M8 et 1 olive pour tuyaux, p.ex. pour manteau
thermostatique des unités interchangeables et appareils de mesure de
stabilité.



1 STK

6.1819.020

Tuyau

Pour alésages filetés M6. Pour siphons de flacon 6.1602.1XX



1 STK

6.1819.050

Tuyau

Pour alésages filetés M8 du siphon de flacon 6.1602.10X avec flacon d'aspiration 6.1608.030. Pour 703 et 803 Ti Stand, 681 Pump Unit et 679 Rancimat



1 STK

6.2013.010

Bague d'arrêt

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



1 STK

6.2016.070

Potence / 400 mm



1 STK

6.2023.020

Agrafe pour rodage RN 14/15

Agrafe pour RN 14/15



1 STK

6.2164.010

Bloc d'alimentation 100 - 240 V / 24 V CC

Bloc d'alimentation pour 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch, 917 Coulometer et tous Eco Titrator / Eco Dosimat.



1 STK

6.2811.000

Tamis moléculaire

Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimensions des pores: 0.3 nm. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.



1 STK

6.01600.200

Siphon Breaker

Empêche l'écoulement de liquide de la bouteille à réactifs dans la cellule de titrage.




1 STK

6.01804.210

Tuyau PVC 4/6 0,35 m

Pour des connexions tubulaires pour OMNIS Solvent Module ou Solvent Pump.



1 STK

6.01805.130

Tuyau en PTFE 3/250 mm avec embout fileté

Tuyau d'aspiration avec embout fileté pour raccorder la bouteille à réactifs au siphon Breaker.



1 STK

6.02712.000

Enveloppe de protection pour Eco Dosimat / Eco Titrator

Enveloppe de protection de l'écran de l'Eco Dosimat / Eco Titrator.



1 STK

6.02801.000

Ouate pour le tube d'adsorption

Tampon d'ouate en coton (4 unités), pour le tube d'adsorption OMNIS 601406010.



Support de stockage pour Eco KF Titrator



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2811.000	Tamis moléculaire Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimensions des pores: 0.3 nm. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.	
6.01807.000	Cartouche d'adsorption Cartouche d'adsorption pour OMNIS Solvent Module ou Solvent Pump, pour le remplissage avec le tamis moléculaire 6.2811.000.	
6.02709.040	Bouchon de fermeture Bouchon de fermeture pour couvercles de récipient de titrage 6014050X0.	

6.02711.000

Cuillère à pâte

Pour une utilisation lors de déterminations de la teneur en eau Karl Fischer de substances pâteuses telles que miel, produits cosmétiques, graisses ou différents produits laitiers.

La cuillère à pâte facilite l'ajout d'échantillons visqueux. Elle se manipule aussi facilement que n'importe quelle autre spatule et permet l'ajout pratique, rapide et sans perte de pâtes dans le récipient de titrage Karl Fischer.

Pour dissoudre rapidement et entièrement les échantillons visqueux, nous recommandons par ailleurs l'utilisation d'un homogénéisateur.

Compatible avec couvercles de récipient de titrage 6014050X0.



6.05610.060

Équipement KFT pour Eco KF Titrator avec Polytron

Jeu d'accessoires complet pour le titrage volumétrique Karl Fischer avec Polytron



6.03002.150

Unité de cylindre Eco 5 mL

Unité de cylindre 5 mL pour Eco Dosimat / Eco Titrator. Sans tuyaux de dosage ni pointe anti-diffusion.



6.03002.220

Unité de cylindre Eco 20 mL

Unité de cylindre 20 mL pour Eco Dosimat / Eco Titrator. Sans tuyaux de dosage ni pointe anti-diffusion.



6.03002.250 Unité de cylindre Eco 50 mL

Unité de cylindre 50 mL pour Eco Dosimat / Eco Titrator. Sans tuyaux de dosage ni pointe anti-diffusion.



6.2412.000 Nacelle à pesée

Nacelle à pesée en verre pour couvercle de récipient de titrage 6.1414.030 ou récipient de titrage 6.1455.31X, 6.1464.32X, 6.1465.320. Pour détermination KF de la teneur en eau. Avec tube protecteur.



2.142.0100 Imprimante thermique Custom Q3X

Imprimante compacte avec interface USB pour

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (câble 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



Largeur de papier 60 mm (40 caractères). Câble USB 6.2151.120 inclus.

6.9001.050

Papier thermique pour Custom Neos-N / Q3X

Papier thermique 60 mm / 25 m pour Custom Neos-N / Q3X.

Nouveau : 25 ans de lisibilité sous réserve de conditions de stockage appropriées.

1 rouleau



2.143.0200

Imprimante matricielle TX-900MH

Imprimante matricielle compacte avec interfaces USB et RS232 pour

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat/titreur (+)
- 877/848 Titrino plus (6.2151.100 requis en complément)
- 865/876 Dosimat plus (6.2151.100 requis en complément)
- 862 Compact Titrosampler (6.2151.100 requis en complément)
- 870 KF Titrino plus (6.2151.100 requis en complément)
- 899 Coulometer (6.2151.100 requis en complément)



(+) câble fourni

6.01406.250

Réipient de titrage 50 – 150 mL

Réipient de titrage 50 – 150 mL avec fermeture à vis pour une utilisation avec couvercle de réipient de titrage 6014050X0.

