

OMNIS Sample Robot Oven

2.1030.0010

Module principal pour la structure d'un OMNIS Sample Robot Oven de taille S. Ce module comprend le support de module et le support de rack. Il est déjà équipé de l'élévateur principal et d'une pince. Pour l'extension en Sample Robot Oven fonctionnel, au moins un module four est nécessaire en plus des racks d'échantillons.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.02041.140	Rack d'échantillons OMNIS 77 x 2R
	Rack d'échantillons OMNIS pour OMNIS Sample Robot Oven convient aux flacons d'échantillon 77 2R.

