



OMNIS Sample Robot M – NIR

2.1074.0010

OMNIS Sample Robot M – NIR permet de passer directement à la spectroscopie entièrement automatisée. Ce système prévoit trois emplacements de rack d'échantillons pour maximum 231 flacons d'un diamètre de 8 à 28 mm.

L'OMNIS Sample Robot M – NIR permet d'analyser aussi bien des échantillons liquides que solides.

Contenu de la livraison 2.1074.0010



Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.1074.0010	OMNIS Sample Robot M – NIR
OMNIS Sample Robot M – NIR permet de passer directement à la spectroscopie entièrement automatisée. Ce système prévoit trois emplacements de rack d'échantillons pour maximum 231 flacons d'un diamètre de 8 à 28 mm. L'OMNIS Sample Robot M – NIR permet d'analyser aussi bien des échantillons liquides que solides.		



Licence fonctionnelle pour utiliser les paramètres de fonction de l'OMNIS
Sample Robot M – NIR.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.02041.080	Rack d'échantillons OMNIS 77 x 8 mm Rack d'échantillons OMNIS pour OMNIS Sample Robot – NIR, pouvant accueillir 77 flacons à usage unique avec une longueur de chemin optique de 8 mm pour des mesures en transmission (6.7402.240).	
6.02041.090	Rack d'échantillons OMNIS 77 x 15 mm Rack d'échantillons OMNIS pour OMNIS Sample Robot – NIR, pouvant accueillir 77 flacons à usage unique d'un diamètre de 15 mm pour des mesures en réflexion (6.7402.110).	
6.02041.100	Rack d'échantillons OMNIS 50 x 19 mm Rack d'échantillons OMNIS pour OMNIS Sample Robot – NIR, pouvant accueillir 50 flacons à usage unique d'un diamètre de 19 mm pour des mesures en réflexion (6.7402.120).	
6.02041.110	Rack d'échantillons OMNIS 50 x 22 mm Rack d'échantillons OMNIS pour OMNIS Sample Robot – NIR, pouvant accueillir 50 flacons à usage unique d'un diamètre de 22 mm pour des mesures en réflexion (6.7402.130).	

6.02041.120

Rack d'échantillons OMNIS 27 x 28 mm

Rack d'échantillons OMNIS pour OMNIS Sample Robot – NIR, pouvant accueillir 50 flacons à usage unique d'un diamètre de 28 mm pour des mesures en réflexion (6.7402.140).

