



Polytron PT 1300 D

2.136.0100

Polytron PT 1300 D - version Metrohm

Homogénéisateur pouvant être commandé directement par le logiciel OMNIS, tiamo™ ou le Touch Control.

Le Polytron PT 1300 D se compose d'un module de contrôle et d'un moteur. Le système d'accouplement au moteur permet un remplacement facile et rapide des agrégats sans outils supplémentaires.

Les échantillons solides peuvent être fragmentés sans difficulté. Cet appareil est également idéal pour obtenir un bon mélange dans le cas d'échantillons visqueux.

Contenu de la livraison 2.136.0100

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

1.136.0100

Polytron PT 1300 D

Polytron PT 1300 D - version Metrohm


Homogénéisateur qui peut être directement contrôlé par tiamo™ ou Touch Control.



1 STK

1.136.0110

Bloc d'alimentation pour Polytron PT 1300 D



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1462.250	Bras pivotant, pivotant vers la gauche pour le Polytron du 786 Swing Head Bras pivotant, pivotant vers la gauche pour le Polytron du 786 Swing Head comprenant une pointe de burette intégrée pour l'ajout de solvant ou de titrant, et trois gicleurs de pulvérisation pour le nettoyage. Le bras pivotant permet le montage d'un Polytron pour la préparation d'échantillon sur des racks d'échantillons à plusieurs rangs.	
6.2047.110	Support de Polytron Support de fixation de l'entraînement du Polytron sur la tige de potence.	
6.9012.000	Agrégat de dispersion pour Polytron, 125 mm Agrégat de dispersion standard pour Polytron 1300 D	
6.9012.010	Agrégat de dispersion pour Polytron, 157 mm Agrégat de dispersion spécial (version Metrohm) avec couteaux saillants	

6.02008.010 Support de Polytron

Pour fixer le Polytron, pour 601405040.



6.02008.030 Support pour broyeur pour titreur Eco

Support pour broyeur permettant de fixer le Polytron, pour le couvercle de récipient de titrage 601405060

