



# Ioniseur pour le 864 Robotic Balance Sample Processor, 115 V

2.136.0305

Ioniseur (HAUG) pour le 864 Robotic Balance Sample Processor avec bloc d'alimentation pour courant de 115 V.

## Contenu de la livraison 2.136.0305

| Qt.   | Order no.  | Description                                                  |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 STK | 1.136.0305 | Ioniseur pour le 864 Robotic Balance Sample Processor, 115 V |

Ioniseur (HAUG) pour le 864 Robotic Balance Sample Processor avec bloc d'alimentation pour courant de 115 V.



1 STK

6.9013.000

Ionisation rod for ionizer

The ionisation rod is mounted with the holder (6.2057.160) to the 864 Robotic Balance Sample Processor.



# Accessoires optionnels

| Order no.  | Description                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 6.2057.160 | Support pour tige d'ionisation pour 864 Robotic Balance Sample Processor |

