



Ioniseur pour le 864 Robotic Balance Sample Processor, 230 V

2.136.0306

Ioniseur (HAUG) pour le 864 Robotic Balance Sample Processor avec bloc d'alimentation pour courant de 230 V.

Contenu de la livraison 2.136.0306

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.136.0306	Ioniseur pour le 864 Robotic Balance Sample Processor, 230 V
		Ioniseur (HAUG) pour le 864 Robotic Balance Sample Processor avec bloc d'alimentation pour courant de 230 V.



1 STK

6.9013.000

Ionisation rod for ionizer

The ionisation rod is mounted with the holder (6.2057.160) to the 864 Robotic Balance Sample Processor.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2057.160	Support pour tige d'ionisation pour 864 Robotic Balance Sample Processor	
