



Imprimante thermique Custom Q3X

2.142.0100

Imprimante compacte avec interface USB pour

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (câble 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer

Largeur de papier 60 mm (40 caractères). Câble USB 6.2151.120 inclus.

Contenu de la livraison 2.142.0100

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.142.0100	Imprimante thermique Custom Q3X
		Imprimante compacte avec interface USB pour • 900 Touch Control • 915 KF Ti-Touch • 916 Ti-Touch • 917 Coulometer • 877 / 848 Titrino plus • 865 / 876 Dosimat plus • 91X Meter • Eco Dosimat / Titrator
		Largeur de papier 60 mm (40 caractères). Câble USB 6.2151.120 inclus.
1 STK	6.2151.120	Câble USB MINI (OTG) - USB B, 1.8 m
		Pour la connexion d'appareils USB
1 STK	6.9001.050	Papier thermique pour Custom Neos-N / Q3X
		Papier thermique 60 mm / 25 m pour Custom Neos-N / Q3X. Nouveau : 25 ans de lisibilité sous réserve de conditions de stockage appropriées.
		1 rouleau



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.9001.050	Papier thermique pour Custom Neos-N / Q3X Papier thermique 60 mm / 25 m pour Custom Neos-N / Q3X. Nouveau : 25 ans de lisibilité sous réserve de conditions de stockage appropriées. 1 rouleau	
6.2151.140	Câble en Y USB fiche A - USB fiche B - Mini fiche B Câble en Y pour raccorder une imprimante USB aux pH/conductimètres 912 / 913 / 914. Ce câble permet de relier en même temps une imprimante et le bloc d'alimentation secteur à l'appareil de mesure.	