



700 Dosino

2.700.0010

Entraînement pour unité de dosage avec câble intégré et fiche 9 pôles (DB9).

Ce produit n'est plus disponible !

Contenu de la livraison 2.700.0010

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.700.0010	700 Dosino
		Système d'entraînement pour les Unités de distribution, avec câble fixe et fiche à 9 pôles (DB9).



1 STK

6.1546.030

Tige tire-piston

Pour les pistons des 807 Dosing Units ou des unités de cylindre OMNIS.



1 STK

6.2134.200

Adapter DB9 St. /Mini Din8 Bu



1 STK

6.2148.040

Boîtier adaptateur pour Dosino 700 à partir de la
série 23



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2134.020	Adaptateur douille DB9 / fiche Mini-DIN8 Prise DB9 et fiche mini-DIN 8. Pour la connexion 700.0010 Dosino -751, 758, 799 Titrinos, 756, 831 KF Coulometer, 711 Liquino.	