



700 Dosino

2.700.0020

Le Dosino 700 est un entraînement pour unité de dosage. Avec câble intégré et fiche mini-DIN.

Ce produit n'est plus disponible !

Contenu de la livraison 2.700.0020

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.700.0020	700 Dosino

Le 700 Dosino est l'entraînement pour les Unités de distribution. Avec câble fixe et fiche Mini-DIN.



1 STK

6.1546.030

Tige tire-piston

Pour les pistons des 807 Dosing Units ou des unités de cylindre OMNIS.



1 STK

6.2148.040

Boîtier adaptateur pour Dosino 700 à partir de la série 23



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2134.010	Adaptateur fiche DB9 / prise Mini-DIN8 Fiche DB9 et prise MiniDIN8. P.ex. pour la connexion de Dosinos 700.0020 avec fiche MiniDIN8 aux 726, 796 Titroprocessors.

