



728 Magnetic Stirrer avec statif

2.728.0040

Pour compléter les Dosimats 645, 685, 665/765, 715/775, 725/776 à des Postes de titrage ou pour compléter les Titrinos et les Coulomètres KF; avec embase et potence 6.2001.010 et porte-électrodes; sans bloc d'alimentation, avec câble attachant.

Contenu de la livraison 2.728.0040

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.728.0010	728 Stirrer sans support
		Pour montage sur une potence de diamètre 10 mm; sans embase (resp. support) et sans potence; sans bloc d'alimentation, avec câble attachant.



1 STK

6.1903.020

Barreau d'agitation / 16 mm

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 16 mm



1 STK

6.1903.030

Barreau d'agitation / 25 mm

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 25 mm.



1 STK

6.2001.010

Support de potence avec potence

Pour Dosimats et Titrinos



1 STK

6.2013.010

Bague d'arrêt

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



1 STK

6.2021.020

Support d'électrode

Support d'électrode pour 4 électrodes et 2 pointes de burette



1 STK

6.2723.130

Housse de protection 655/665/765

Housse de protection pour 655, 665, 765 Dosimats

