

Centre de séparation CI 733

2.733.0020

733 IC Separation Center with two injectors

Contenu de la livraison 2.733.0020

Qt.	Order no.	Description	
1 STK	6.1816.000	Tuyau en silicone 6 mm / 0.5 m Tuyau d'écoulement pour l'espace interne du Centre de séparation CI	
1 STK	6.1831.010	Capillaire en PEEK 0.25 mm d.i. / 3 m Pour tous les composants CI.	
2 STK	6.2027.030	Support de colonnes 8.5 mm Pour fixer les colonnes dans la chambre à colonnes des appareils CI.	

2 STK

6.2027.040

Support de colonnes 11.3 mm

Pour fixer les colonnes dans la chambre à colonnes des appareils CI.



4 STK

6.2620.060

Couplage

Pour capillaires 1/16 in. Connexions UNF 10/32. Y compris 2 vis à pression et 2 clavettes annulaires. Pour chromatographie ionique



1 STK

6.2621.000

Clé à molette

Ouverture maximale: 20 mm. Pour appareils CI



1 STK

6.2621.050

Clé à fourche 1/4 in.

Pour vis 1/4 in. Pour appareils CI



1 STK

6.2621.060

Clé à fourche 5/16 in.

Pour vis 5/16 in. Pour appareils CI



2 STK

6.2744.010

Vis de pression 5x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



2 STK

6.2744.020

Couplage Luer/UNF

Pour appareils CI



2 STK


6.2816.020

Seringue 10 mL avec raccord Luer

Pour différentes applications de CI et VA.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2620.110	Boucle d'échantillon 20 µL Pour UV/VIS Compact IC	
6.2620.120	Boucle d'échantillon 100 µL Pour UV/VIS Compact IC	
6.1825.210	Boucle d'échantillon en PEEK 20 µL Pour vanne d'injection, avec 2 vis de pression en PEEK	
6.1825.230	Boucle d'échantillon en PEEK 10 µL Pour vanne d'injection, avec 2 vis de pression en PEEK	

6.2057.010

Support pour Cellule de dialyse

Pour la cellule de dialyse dans la chambre à colonnes CI



6.5904.030

Rotor, injecteur 6/2

Rotor pour l'injecteur 6/2 dans des systèmes CI.



6.5904.050

Injecteur à boucle interne 0,25°µL

Injecteur à plaques planes avec boucle interne 0,25°µL



6.5904.060

Rotor (boucle interne, 0,25 µL)

Rotor de l'injecteur à plaques planes à 4 ports (6.5904.050), boucle interne 0,25 µL



6.5904.070

Rotor (boucle interne, 1,0 μ L)

Rotor de l'injecteur à plaques planes à 4 ports (6.9956.001), boucle interne 1,0 μ L