

Centre de séparation CI 733

2.733.0120

733 IC Separation Center with two injectors

Contenu de la livraison 2.733.0120

Qt.	Order no.	Description	
1 STK	6.1816.000	Tuyau en silicone 6 mm / 0.5 m Tuyau d'écoulement pour l'espace interne du Centre de séparation CI	
1 STK	6.1831.010	Capillaire en PEEK 0.25 mm d.i. / 3 m Pour tous les composants CI.	
2 STK	6.2027.030	Support de colonnes 8.5 mm Pour fixer les colonnes dans la chambre à colonnes des appareils CI.	

2 STK

6.2027.040

Support de colonnes 11.3 mm

Pour fixer les colonnes dans la chambre à colonnes des appareils CI.



2 STK

6.2744.010

Vis de pression 5x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



2 STK

6.2744.020

Couplage Luer/UNF

Pour appareils CI



4 STK

6.2744.040

Couplage 2 x UNF 10/32

Pour la connexion de capillaires 1/16 in. Pour appareils CI



2 STK


6.2816.020

Seringue 10 mL avec raccord Luer

Pour différentes applications de CI et VA.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1825.210	Boucle d'échantillon en PEEK 20 µL Pour vanne d'injection, avec 2 vis de pression en PEEK	
6.2057.010	Support pour Cellule de dialyse Pour la cellule de dialyse dans la chambre à colonnes CI	
6.5904.030	Rotor, injecteur 6/2 Rotor pour l'injecteur 6/2 dans des systèmes CI.	
6.5904.050	Injecteur à boucle interne 0,25°µL Injecteur à plaques planes avec boucle interne 0,25°µL	

6.5904.060

Rotor (boucle interne, 0,25 µL)

Rotor de l'injecteur à plaques planes à 4 ports (6.5904.050), boucle interne 0,25 µL



6.5904.070

Rotor (boucle interne, 1,0 µL)

Rotor de l'injecteur à plaques planes à 4 ports (6.9956.001), boucle interne 1,0 µL

