

Centre de séparation CI 733

2.733.0130

733 IC Separation Center with MSM

Contenu de la livraison 2.733.0130

Qt.	Order no.	Description	
1 STK	6.1816.000	Tuyau en silicone 6 mm / 0.5 m Tuyau d'écoulement pour l'espace interne du Centre de séparation CI	
1 STK	6.1831.010	Capillaire en PEEK 0.25 mm d.i. / 3 m Pour tous les composants CI.	
1 STK	6.2027.030	Support de colonnes 8.5 mm Pour fixer les colonnes dans la chambre à colonnes des appareils CI.	

1 STK

6.2027.040

Support de colonnes 11.3 mm

Pour fixer les colonnes dans la chambre à colonnes des appareils CI.



2 STK

6.2744.010

Vis de pression 5x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK

6.2744.020

Couplage Luer/UNF

Pour appareils CI



2 STK

6.2744.040

Couplage 2 x UNF 10/32

Pour la connexion de capillaires 1/16 in. Pour appareils CI



1 STK

6.2816.020

Seringue 10 mL avec raccord Luer

Pour différentes applications de CI et VA.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1825.220	Boucle d'échantillon en PEEK 100 μ L Pour vanne d'injection, avec 2 vis de pression en PEEK	
6.1825.230	Boucle d'échantillon en PEEK 10 μ L Pour vanne d'injection, avec 2 vis de pression en PEEK	
6.2057.010	Support pour Cellule de dialyse Pour la cellule de dialyse dans la chambre à colonnes CI	
6.2755.000	Cassette de tuyau Pour la pompe du Pump Unit, Suppressor Module, Dialysis Unit, Compact CI, Processeur d'échantillons CI	

6.2831.000 Miroir de contrôle
Pour la détermination de position sur le MSM



6.2832.000 Rotor MSM A
Rotor pour supprimeur pour tous les appareils CI avec MSM (Module Supprimeur Metrohm)



6.2832.010 Pièce de connexion pour MSM et MSM-LC
Avec tuyaux d'entrée et de sortie. Pour tous les appareils CI avec MSM (Metrohm Suppressor Module).
Pour remplacement dans les appareils Professional IC de la génération 850, 881, 882 et 883 (produits avant 2017).



6.5904.030 Rotor, injecteur 6/2
Rotor pour l'injecteur 6/2 dans des systèmes CI.



6.5904.050

Injecteur à boucle interne 0,25°µL

Injecteur à plaques planes avec boucle interne 0,25°µL



6.5904.060

Rotor (boucle interne, 0,25 µL)

Rotor de l'injecteur à plaques planes à 4 ports (6.5904.050), boucle interne 0,25 µL



6.5904.070

Rotor (boucle interne, 1,0 µL)

Rotor de l'injecteur à plaques planes à 4 ports (6.9956.001), boucle interne 1,0 µL

