




Passeur d'échantillons 760

2.760.0010

Le passeur d'échantillons dédié aux tâches d'automatisation simples qui se laissent résoudre à l'aide de programmes standard. Les récipients d'échantillon et les racks d'échantillons sont identiques au passeur d'échantillons 730. Des pompes peuvent être commandées en externe si nécessaire.

Contenu de la livraison 2.760.0010

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2752.010	Couvercle pour fiches Pour 717, 730, 760 Sample Changers, Processeurs d'échantillons CI, 774 Oven Sample Processor



2 STK

6.1236.020

Douille à RN 14/12 mm

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm et joint torique.



1 STK

6.1446.160

Bouchon thermomètre / B-14/15 / position inclinée

Pour mettre les insertions dans la tête de titrage 6.1458.010 dans une position inclinée.



1 STK

6.1805.110

Tuyau en FEP / M6 / 80 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1815.010

Ruban à spirale / 0.5 m

Pour maintenir ensemble différents câbles ou tuyaux.



1 STK

6.2041.310

Rack d'échantillons, 12 x 250 mL, (PVC)

Rack d'échantillons pour 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler Light pour 12 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)



3 STK

6.2709.070

Douille de guidage

Pour la fixation de pointes de burette et de distribution dans les têtes de titrage et les supports d'électrodes.




1 STK

6.5610.010

Équipement KFT pour le Sample Processor 810/ 814

Équipement Karl Fischer pour le Sample Processor 810 ou 814.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1453.220	Bécher d'échantillon en plastique (PP) 200 mL, 1 pc Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 200 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 et 6.2068.030, 1 pc	
6.1453.250	Bécher d'échantillon en plastique (PP) 250 mL, 1 pc Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 250 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 et 6.2068.030, 1 pc	
6.1458.010	Tête de titrage, 6 x RN 14 et 3 x ouvertures RN 9 Avec 6 ouvertures RN 14 et 3 ouvertures RN 9.	
6.1458.020	Tête de titrage / 4 raccords M10 Avec 4 embouts filetés M10, bouchons compris.	

6.1458.030

Tête de titrage KF/ 4 raccords M10

Avec 4 embouts filetés M10, bouchons compris.

