




Passeur d'échantillons KFT 760

2.760.0020

Système complet pour le titrage volumétrique Karl Fischer automatisé.

Contenu de la livraison 2.760.0020

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2752.010	Couvercle pour fiches Pour 717, 730, 760 Sample Changers, Processeurs d'échantillons CI, 774 Oven Sample Processor




1 STK

1.741.0010

741 Magnetic Stirrer

Agitateur magnétique pour passeurs d'échantillons.

L'agitateur magnétique est installé au dessous du portoir d'échantillons.



1 STK

6.0340.000

Électrode à double fil de platine pour le passeur d'échantillons (câble fixe)

Électrode indicatrice (diamètre = 5,3 mm, câble fixe de 2 m), utilisée pour le titrage Karl Fischer automatisé.



24 STK

6.1432.210

Bécher d'échantillon en verre clair 75 mL, 1 pc

Bécher d'échantillon en verre clair 75 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 et 6.2041.900, 1 pc



1 STK

6.1458.030

Tête de titrage KF/ 4 raccords M10

Avec 4 embouts filetés M10, bouchons compris.



2 STK

6.1805.110

Tuyau en FEP / M6 / 80 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1815.010

Ruban à spirale / 0.5 m

Pour maintenir ensemble différents câbles ou tuyaux.



1 STK

6.1821.000

Tube d'aspiration

Pour KF Sampler



24 STK

6.1903.010

Barreau d'agitation / 12 mm

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 12 mm



24 STK

6.2037.040

Support de feuilles

Support de feuilles pour béciers échantillons de 75 mL Passeur d'échantillons Karl Fischer



1 STK

6.2041.340

Rack d'échantillons, 24 x 75 mL, (PVC)

Rack d'échantillons pour 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler Light pour 24 béciers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béciers d'échantillon suivants : 6.1432.210, 6.1459.400.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)



1 STK

6.2820.000

Feuilles Al

1000 rondelles de 80 mm de diamètre. Epaisseur des feuilles: 0,010 mm. Ensemble avec support pour feuilles 6.2037.030 pour béciers échantillons 6.1432.210. Pour 674 KF Sample Changer

