

Pump Unit 772 « Aspiration »

2.772.0020

Pompe péristaltique pour aspirer les solutions titrées et les suspensions. La version « Aspiration » comporte de nombreux accessoires pour l'aspiration. La pompe est commandée par une Relay Box 731. Elle convient au transport de solvants.

Contenu de la livraison 2.772.0020


Qt.	Order no.	Description	
1 STK	6.1446.160	Bouchon thermomètre / B-14/15 / position inclinée Pour mettre les insertions dans la tête de titrage 6.1458.010 dans une position inclinée.	
1 STK	6.1543.170	Pointe d'aspiration / Filetage M8 Pointe d'aspiration pour les Sample Processor.	
1 STK	6.1621.000	Bidon 10 L Pour les systèmes automatisés, comme bidon de rinçage ou de déchets.	

1 STK

6.1805.510

Tuyau PTFE / M8 / 60 cm

Protection contre le flambage.



1 STK

6.1812.000

Tuyau PTFE / 4 mm / 6 mm / 4 m



2 STK

6.1820.050

Adaptateur, M6 / olive

Pour tuyau de pompe 6.1826.100, pour pompes péristaltiques.



1 STK

6.1826.100

Tuyau de pompe en, 6,4 mm / 1 m

En remplacement du tuyau de pompe utilisé dans les unités 772 Pump Unit et 843 Pump Station (peristaltic).



1 STK

6.1828.000

Manchon de raccordement en PVDF

Pour bidon 6.1621.000.



1 STK

6.2621.140

Clé hexagonale 2.5 mm



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1826.160	Tuyau de pompe Viton Pour pompes péristaltiques.

