

Pump Unit 772 « Rinçage »

2.772.0030

Pompe péristaltique pour rincer les électrodes et les béchers d'échantillon. La version « Rinçage » comporte de nombreux accessoires pour le rinçage. La pompe est commandée par une Relay Box 731. Elle convient au transport de solvants.

Contenu de la livraison 2.772.0030

Qt.	Order no.	Description	
1 STK	6.1621.000	Bidon 10 L Pour les systèmes automatisés, comme bidon de rinçage ou de déchets.	
3 STK	6.1805.060	Tuyau en FEP / M6 / 60 cm Avec protection contre la lumière et le flambage	
1 STK	6.1812.000	Tuyau PTFE / 4 mm / 6 mm / 4 m	

2 STK

6.1820.050

Adaptateur, M6 / olive

Pour tuyau de pompe 6.1826.100, pour pompes péristaltiques.



1 STK

6.1826.100

Tuyau de pompe en, 6,4 mm / 1 m

En remplacement du tuyau de pompe utilisé dans les unités 772 Pump Unit et 843 Pump Station (peristaltic).



1 STK

6.1828.000

Manchon de raccordement en PVDF

Pour bidon 6.1621.000.



3 STK

6.2740.020

Gicleur de pulvérisation

Pour atomisation fine de la solution de rinçage.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1826.160	Tuyau de pompe Viton Pour pompes péristaltiques.

