



772 Pump Unit – aspirate

2.772.0120

Pompe péristaltique pour connexion directe aux Sample Processor. La version « aspirate » (aspiration) comprend tous les accessoires nécessaires pour l'aspiration de solutions titrées.

Contenu de la livraison 2.772.0120

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.772.0110	772 Pump Unit
		Pompe péristaltique pour connexion directe aux Sample Processor.



1 STK

6.1446.160

Bouchon thermomètre / B-14/15 / position inclinée

Pour mettre les insertions dans la tête de titrage 6.1458.010 dans une position inclinée.



1 STK

6.1543.170

Pointe d'aspiration / Filetage M8

Pointe d'aspiration pour les Sample Processor.



1 STK

6.1621.000

Bidon 10 L

Pour les systèmes automatisés, comme bidon de rinçage ou de déchets.



2 STK

6.1801.120

Tuyau PVC 4 mm / 6 mm, 2 m




1 STK

6.1805.510

Tuyau PTFE / M8 / 60 cm

Protection contre le flambage.



1 STK

6.1812.000

Tuyau PTFE / 4 mm / 6 mm / 4 m



2 STK

6.1820.050

Adaptateur, M6 / olive

Pour tuyau de pompe 6.1826.100, pour pompes péristaltiques.



1 STK

6.1820.070

Accouplement 4 mm / 6 mm / M8 interne

Pour rallonger les tuyaux d'aspiration dans des systèmes automatisés.
Raccorde le tuyau d'aspiration M8 directement au tuyau en PTFE
6.1812.000



1 STK

6.1826.100

Tuyau de pompe en, 6,4 mm / 1 m

En remplacement du tuyau de pompe utilisé dans les unités 772 Pump Unit et 843 Pump Station (peristaltic).



1 STK

6.1828.000

Manchon de raccordement en PVDF

Pour bidon 6.1621.000.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1826.160	Tuyau de pompe Viton Pour pompes péristaltiques.	
6.2160.010	Câble d'adaptateur / 2 m / prise M8 / 2 x fiche B Câble d'adaptateur / 2 m / prise M8 / 2 x fiche B. Pour 772 Pump Unit.	