



772 Pump Unit – rinse

2.772.0130

Pompe péristaltique pour connexion directe aux Sample Processor. La version « rinse » (rinçage) comprend tous les accessoires nécessaires pour le rinçage.

Contenu de la livraison 2.772.0130

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.772.0110	772 Pump Unit
		Pompe péristaltique pour connexion directe aux Sample Processor.



1 STK

6.1621.000

Bidon 10 L

Pour les systèmes automatisés, comme bidon de rinçage ou de déchets.



2 STK

6.1801.120

Tuyau PVC 4 mm / 6 mm, 2 m



3 STK

6.1805.060

Tuyau en FEP / M6 / 60 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1808.170

Distributeur pour le rinçage et l'aspiration pour les
Sample Processor

Distributeur pour le montage sur des Sample Processor pour le rinçage et
l'aspiration en cas d'utilisation de pompes raccordées en externe.



1 STK

6.1812.000

Tuyau PTFE / 4 mm / 6 mm / 4 m



2 STK

6.1820.050

Adaptateur, M6 / olive

Pour tuyau de pompe 6.1826.100, pour pompes péristaltiques.



1 STK

6.1826.100

Tuyau de pompe en, 6,4 mm / 1 m

En remplacement du tuyau de pompe utilisé dans les unités 772 Pump Unit et 843 Pump Station (peristaltic).



1 STK

6.1828.000

Manchon de raccordement en PVDF

Pour bidon 6.1621.000.



3 STK

6.2740.020

Gicleur de pulvérisation

Pour atomisation fine de la solution de rinçage.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1826.160	Tuyau de pompe Viton Pour pompes péristaltiques.	
6.2160.010	Câble d'adaptateur / 2 m / prise M8 / 2 x fiche B Câble d'adaptateur / 2 m / prise M8 / 2 x fiche B. Pour 772 Pump Unit.	