



780 pH Meter

2.780.0010

En plus des fonctions de mesure du pH, de la tension et de la température, le 780 pH Meter propose également une commande d'agitateur automatique, un calibrage à points multiples avec 9 tampons maximum, une mémoire méthodes et diverses fonctions de surveillance. Le test d'électrode pH automatique conforme aux BPL permet une évaluation objective de l'électrode. Le grand écran rétro-éclairé multi-lignes permet d'avoir une vue d'ensemble et facilite les différents paramétrages. L'interface bidirectionnelle RS232 permet le transfert des données vers une imprimante ou un PC.

Contenu de la livraison 2.780.0010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

En plus des fonctions de mesure du pH, de la tension et de la température, le 780 pH Meter propose également une commande d'agitateur automatique, un calibrage à points multiples avec 9 tampons maximum, une mémoire méthodes et diverses fonctions de surveillance. Le test d'électrode pH automatique conforme aux BPL permet une évaluation objective de l'électrode. Le grand écran rétro-éclairé multi-lignes permet d'avoir une vue d'ensemble et facilite les différents paramétrages. L'interface bidirectionnelle RS232 permet le transfert des données vers une imprimante ou un PC.



Électrode pH combinée avec capteur de température Pt1000 intégré pour des mesures du pH ou des titrages. Cette électrode est idéale en particulier pour :

- des mesures du pH et des titrages dans des échantillons difficiles, visqueux ou alcalins
- une utilisation à température élevée
- des mesures sur de longues périodes



Le diaphragme rodé fixe est insensible à la contamination.

Électrolyte de référence : $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, conservation dans une solution de conservation.

Alternative : électrolyte de référence pour mesures à $T > 80^\circ \text{C}$: solution Idrolyte, conservation dans l'Idrolyte.

Support de potence pour 780, 781 pH meter



1 STK

6.2013.010

Bague d'arrêt

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



1 STK

6.2016.070

Potence / 400 mm



1 STK

6.2021.020

Support d'électrode

Support d'électrode pour 4 électrodes et 2 pointes de burette



1 STK

6.2104.600

Câble d'électrode pour tête enfichable U/fiche F 2x2 mm B, 1 m

Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm U aux appareils Metrohm (prise F).



1 STK

6.2153.000

Bloc d'alimentation 100-240 V/12 V DC

Bloc d'alimentation, 100-240V, 50-60Hz, 12V DC, pour 780 pH-
/Ionomètre, 781; peut être utilisé pour tube avec chauffage 6.1830.020



1 STK

6.2621.070

Clé hexagonale 5 mm pour IC Sample Processor



1 STK

6.2621.130

Clé hexagonale 2 mm

2 mm.




Accessoires optionnels

Order no.	Description	
2.801.0010	801 Stirrer Agitateur magnétique sans potence pour compléter les Titrino plus, Dosimat plus, Titrando, Sample Processors, 805 Dosimat et 780/781 pH Meter. Avec câble attendant pour MSB (Metrohm Serial Bus).	
2.802.0040	802 Stirrer pour 804 Ti Stand Agitateur à hélice avec tige d'agitation 6.1909.010 incl.	
2.804.0010	804 Ti Stand, sans support Poste de titrage et régulateur pour 802 Stirrer. Offre, avec celui-ci, une alternative à l'agitateur magnétique. Sans support.	
6.2134.110	Câble de connexion RS-232 prise DB9 – fiche DB9 Pour la connexion Metrohm interface RS-232 (DB9) - Imprimante Custom DP40. Pour Titrinos ou 756/831 KF Coulometer. Câble de rallonge RS-232 (1:1)	

6.2141.320

Câble «remote» Compact Sample Changer - Remote Box MSB

Câble «remote (9 pin) pour la connexion d'un 869 Compact Sample Changer à la Remote Box MSB (6.2148.010).



6.2148.010

Remote Box MSB

Interface Remote supplémentaire pour la connexion d'appareils pouvant être commandés via lignes Remote. Avec câble fixe.



6.2307.230

Solutions tampons pH 4 / 7 / 9

Jeu de solutions tampons pH 4.00/7.00/9.00 (25 °C) dans sachets jetables, incolores, paquet de 3 x 10 x 30 mL



6.2325.000

Kit pH

Kit de maintenance pour les électrodes pH

Le kit contient:

- 50 mL solution de nettoyage
- 50 mL solution de KCl 3M
- 50 mL solution de conservation
- 2 tubes de stockage
- Manuel d'utilisation



6.2103.130

Adaptateur rouge fiche 2 mm / prise 4 mm

Pour connexion de fiches type B (4 mm) à la douille de 2 mm.



6.2103.140

Adaptateur noir fiche 2 mm /prise B 4 mm

Pour connexion de fiches type B (4 mm) à la douille de 2 mm.

