



786 Swing Head avec tête de transfert gauche

2.786.0010

Équipement supplémentaire pour le Robotic Sample Processor XL pour transférer / pipetter à partir de petits récipients échantillons dans des grands récipients de titrage sur le portoir ou dans une cellule de titrage externe, qui peut être installée à gauche de la station de travail.

Contenu de la livraison 2.786.0010

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.786.0010	786 Swing Head avec tête de transfert gauche
		Équipement supplémentaire pour le Robotic Sample Processor XL pour transférer / pipetter à partir de petits récipients échantillons dans des grands récipients de titrage sur le portoir ou dans une cellule de titrage externe, qui peut être installée à gauche de la station de travail.



1 STK

6.1462.030

Bras pivotant avec tête de transfert pour 786 Swing
Head, pivote vers la gauche

Bras pivotant de transfert pour 'liquid handling'



1 STK

6.1562.100

Tuyau de pipettage / 10 mL

Tuyau de pipettage pour le transfert entièrement automatique de
solutions d'échantillon.



1 STK

6.1823.010

Tige de guidage vers le tuyau de pipettage

À monter sur le bras pivotant de transfert au Robotic Sample Processor



1 STK

6.2621.120

Clé hexagonale 1.5 mm

