



786 Swing Head avec bras pivotant de titrage, vers la gauche ou vers la droite

2.786.0030

Accessoires supplémentaires pour le Robotic Sample Processor XL pour le titrage direct dans des récipients échantillons de 75 mL et plus.

Contenu de la livraison 2.786.0030

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.786.0010	786 Swing Head avec tête de transfert gauche
		Équipement supplémentaire pour le Robotic Sample Processor XL pour transférer / pipetter à partir de petits récipients échantillons dans des grands récipients de titrage sur le portoir ou dans une cellule de titrage externe, qui peut être installée à gauche de la station de travail.



1 STK

6.1462.050

Bras pivotant avec tête de titrage pour 786 Swing
Head, pivote vers la gauche ou vers la droite

Tête de titrage pour Swing Head



1 STK

6.1808.040

Adaptateur de filetage M6 extérieur / M8 intérieur

Filetage M6 extérieur, M8 intérieur.



1 STK

6.1909.030

Tige d'agitation / 95 mm

Hélice d'agitation, tige en PP, pointe en PVDF. Longueur à partir du
rodage: 104 mm Utilisée pour les applications KF avec Agitateur à hélice
722, 802



2 STK

6.2042.030

Pince pour pointe de burette (agitateur à hélice)

Bride permettant d'ordonner de manière stable les pointes de burette,
tuyaux de distribution et de siphonnage lors de l'utilisation d'un agitateur
à hélice dans le vase de titrage d'un passeur d'échantillons



