



786 Swing Head renforcé, avec pivotement vers la droite

2.786.0240

Bras renforcé pour usage avec Sample Processors.

Contenu de la livraison 2.786.0240

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.786.0010	786 Swing Head avec tête de transfert gauche
		Équipement supplémentaire pour le Robotic Sample Processor XL pour transférer / pipetter à partir de petits récipients échantillons dans des grands récipients de titrage sur le portoir ou dans une cellule de titrage externe, qui peut être installée à gauche de la station de travail.



1 STK

6.2058.090

Renforcement pour le SwingHead R

Renforcement pour le 786 Swing Head (à partir de la série 31) pour
utiliser le bras pivotant avec fonction de déflexion



1 STK

6.2621.120

Clé hexagonale 1.5 mm



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1462.240	Tête de transfert courbe pivotant vers la droite pour 786 Swing Head Tête de transfert courbe et pivotant vers la droite pour 786 Swing Head. Grâce à l'adaptateur 6.1808.220, la tête de transfert peut être utilisée pour loger différents outils avec connecteur Luer-Lock sur des racks à plusieurs rangs.	