




801 Stirrer

2.801.0010

Agitateur magnétique sans potence pour compléter les Titrino plus, Dosimat plus, Titrando, Sample Processors, 805 Dosimat et 780/781 pH Meter. Avec câble attenant pour MSB (Metrohm Serial Bus).

Contenu de la livraison 2.801.0010

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.801.0010	801 Stirrer

Agitateur magnétique sans potence pour compléter les Titrino plus, Dosimat plus, Titrando, Sample Processors, 805 Dosimat et 780/781 pH Meter. Avec câble attenant pour MSB (Metrohm Serial Bus).



1 STK

6.1903.020

Barreau d'agitation / 16 mm

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 16 mm



1 STK

6.1903.030

Barreau d'agitation / 25 mm

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 25 mm.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2001.090	Embase accessible des deux côtés Support de potence double pour la fixation de deux agitateurs 801, 803, 804 sur un Titrande	
6.2151.010	Câble MSB fiche / prise Câble rallonge pour connexions MSB et pour Touch Control - Titrande. Prise mini-DIN - fiche mini-DIN	
6.2070.000	Extension de la surface de support pour agitateur 80X Permet d'agiter des flacons de 1 L et 2 L.	