



802 Stirrer pour passeur d'échantillons

2.802.0020

Agitateur à hélice pour passeur d'échantillons et Sample Processor.

Avec tige d'agitation 6.1909.020 de 104 mm et câble intégré.

Contenu de la livraison 2.802.0020

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.802.0010	802 Stirrer (agitateur à hélice) pour 727 Ti Stand Agitateur à hélice, y compris régulateur de vitesse de rotation séparé 6.2137.000 et hélice d'agitation 6.1909.010.



1 STK

6.1909.020

Tige d'agitation / 95 mm

Hélice d'agitation, longueur à partir du bord inférieur du rodage: 104 mm. Utilisée dans les béchers avec Agitateur à hélice 722, 802



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1909.050	Tige d'agitation / 102 mm Hélice pour 802 Stirrer si celui-ci est utilisé avec des portoirs d'échantillons pour béchers de 120 mL (6.1459.300)	
6.1909.060	Tige d'agitation / 95 mm Hélice d'agitation à trois ailes pour un mélange intense	