



804 Ti Stand, sans support

2.804.0010

Poste de titrage et régulateur pour 802 Stirrer. Offre, avec celui-ci, une alternative à l'agitateur magnétique. Sans support.

Contenu de la livraison 2.804.0010

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.804.0010	804 Ti Stand, sans support
		Poste de titrage et régulateur pour 802 Stirrer. Offre, avec celui-ci, une alternative à l'agitateur magnétique. Sans support.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2001.090	Embase accessible des deux côtés Support de potence double pour la fixation de deux agitateurs 801, 803, 804 sur un Titrando	
6.2151.010	Câble MSB fiche / prise Câble rallonge pour connexions MSB et pour Touch Control - Titrando. Prise mini-DIN - fiche mini-DIN	