



804 Ti Stand avec support

2.804.0040

Poste de titrage et régulateur pour 802 Stirrer. Offre, avec celui-ci, une alternative à l'agitateur magnétique. Poste de titrage avec embase, support et porte-électrodes.

Contenu de la livraison 2.804.0040

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.804.0010	804 Ti Stand, sans support
		Poste de titrage et régulateur pour 802 Stirrer. Offre, avec celui-ci, une alternative à l'agitateur magnétique. Sans support.



1 STK

6.2001.060

Console statif sans potence

Pour le montage de l'agitateur 801, 804, 803 au Titrand, Titrino plus,
Dosimat plus ou 856/867



1 STK

6.2013.010

Bague d'arrêt

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



1 STK

6.2016.070

Potence / 400 mm



1 STK

6.2021.020

Support d'électrode

Support d'électrode pour 4 électrodes et 2 pointes de burette



1 STK

6.2621.070

Clé hexagonale 5 mm pour IC Sample Processor



1 STK

6.2621.130

Clé hexagonale 2 mm

2 mm.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2001.090	Embase accessible des deux côtés Support de potence double pour la fixation de deux agitateurs 801, 803, 804 sur un Titrando	
6.2151.010	Câble MSB fiche / prise Câble rallonge pour connexions MSB et pour Touch Control - Titrando. Prise mini-DIN - fiche mini-DIN	