



811 Online IC Process Analyzer (2 canaux, 230 V)

2.811.0024

Chromatographe ionique en ligne 2 canaux avec calibrage en ligne et préconcentration d'échantillons pour la détermination simultanée de cations et d'anions avec ou sans suppression, jusqu'à la gamme des ultratrace. 10 flux d'échantillon indépendants. 230 V.

Contenu de la livraison 2.811.0024

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.811.0024	811 Online IC Process Analyzer (2 canaux, 230 V)
		Chromatographe ionique «online à 2 canaux avec calibrage «inline et préconcentration d'échantillons pour l'analyse simultanée de cations et d'anions avec et sans suppression, jusqu'au domaine des ultratrace. 10 courants d'échantillons indépendants. 230 V.



3 STK

6.1621.010

Bidon en PE / 30 L

Bidon d'éluant pour les appareils CI online.



1 STK

6.1609.000

Tube sécheur grand, courbé

Pour remplissage avec matériau d'adsorption.



3 STK

6.1621.110

Bouchon de fermeture pour les bidons de 30 L.

Bouchon de fermeture pour les bidons de 30 L. Pour le transport aisé et sur de bidons pleins.




4 STK

6.1826.020

Tuyau de pompe PVC (bleu/bleu)

Pour appareils CI online et automatisation en voltampérométrie



1 STK

6.2617.010

Outil pour joint de piston

Pour enlever et monter le joint de piston dans toutes les pompes CI



1 STK

6.2621.000

Clé à molette

Ouverture maximale: 20 mm. Pour appareils CI



1 STK

6.2621.030

Clé hexagonale 4 mm



1 STK

6.2744.010

Vis de pression 5x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



2 STK

6.2744.080

Adaptateur filetage M6 / UNF 10/32

Avec filetage extérieur M6. Pour appareils CI.



20 STK

6.2744.140

Adaptateur UNF 10/32 pour 1/4-28

Adaptateur pour la connexion de capillaires 1/16 in. aux positions de courants d'échantillons du Online IC



1 STK

6.2816.020

Seringue 10 mL avec raccord Luer

Pour différentes applications de CI et VA.



1 STK

6.2816.040

Canule de purge

Avec tuyau PTFE et raccord Luer. Pour seringues. Pour aspirer les éluants.



1 STK

6.2821.090

Crépine d'aspiration

Dimensions des pores 27 μm . Jeu de 5 pièces. Pour tuyau d'aspiration (6.1834.000) et tubes de filtration (6.1821.040) et (6.1821.050).




1 STK



6.2821.130

Filtre de rechange pour filtre inline

Filtre de rechange pour filtre inline.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1803.030	Capillaire PTFE 0.5 mm d.i. / 3 m Capillaire pour dialyse inline, pour Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit	
6.1825.210	Boucle d'échantillon en PEEK 20 µL Pour vanne d'injection, avec 2 vis de pression en PEEK	
6.1825.220	Boucle d'échantillon en PEEK 100 µL Pour vanne d'injection, avec 2 vis de pression en PEEK	
6.1826.060	Tuyau de pompe (orange/jaune) Pour Compact CI, Personal CI, Basic CI	

6.2741.020

Joint de piston (orange)

Pour toutes les pompes CI



6.2755.000

Cassette de tuyau

Pour la pompe du Pump Unit, Suppressor Module, Dialysis Unit, Compact CI, Processeur d'échantillons CI



6.2824.070

Piston en oxyde de zirconium

Pièce de rechange pour Pompes CI



6.2831.000

Miroir de contrôle

Pour la détermination de position sur le MSM



6.2832.000

Rotor MSM A

Rotor pour supprimeur pour tous les appareils CI avec MSM (Module Supprimeur Metrohm)



6.2832.010

Pièce de connexion pour MSM et MSM-LC

Avec tuyaux d'entrée et de sortie. Pour tous les appareils CI avec MSM (Metrohm Suppressor Module).

Pour remplacement dans les appareils Professional IC de la génération 850, 881, 882 et 883 (produits avant 2017).



6.5904.030

Rotor, injecteur 6/2

Rotor pour l'injecteur 6/2 dans des systèmes CI.



6.5904.050

Injecteur à boucle interne 0,25°µL

Injecteur à plaques planes avec boucle interne 0,25°µL



6.5904.060

Rotor (boucle interne, 0,25 µL)

Rotor de l'injecteur à plaques planes à 4 ports (6.5904.050), boucle interne 0,25 µL



6.5904.070

Rotor (boucle interne, 1,0 µL)

Rotor de l'injecteur à plaques planes à 4 ports (6.9956.001), boucle interne 1,0 µL

