



823 Membrane Pump Unit

2.823.0010

Pompe à membrane pour la connexion directe aux Sample Processors.

Contenu de la livraison 2.823.0010

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.823.0010	823 Membrane Pump Unit
		Pompe à membrane pour la connexion directe aux Sample Processors.



2 STK

6.1801.120

Tuyau PVC 4 mm / 6 mm, 2 m



1 STK

6.1812.000

Tuyau PTFE / 4 mm / 6 mm / 4 m



1 STK

6.1828.000

Manchon de raccordement en PVDF

Pour bidon 6.1621.000.

