



## 823 Membrane Pump Unit – aspirate

2.823.0020

Pompe à membrane pour un branchement direct au Sample Processor. La version «Aspirer» contient de nombreux accessoires nécessaires à l'aspiration.

### Contenu de la livraison 2.823.0020

| Qt.   | Order no.  | Description                                                       |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 STK | 1.823.0010 | 823 Membrane Pump Unit                                            |
|       |            | Pompe à membrane pour la connexion directe aux Sample Processors. |



1 STK

6.1446.160

Bouchon thermomètre / B-14/15 / position inclinée

Pour mettre les insertions dans la tête de titrage 6.1458.010 dans une position inclinée.



---

1 STK

6.1543.170

Pointe d'aspiration / Filetage M8

Pointe d'aspiration pour les Sample Processor.



---

1 STK

6.1621.000

Bidon 10 L

Pour les systèmes automatisés, comme bidon de rinçage ou de déchets.



---

2 STK

6.1801.120

Tuyau PVC 4 mm / 6 mm, 2 m




1 STK

6.1805.510

Tuyau PTFE / M8 / 60 cm

Protection contre le flambage.



---

1 STK

6.1812.000

Tuyau PTFE / 4 mm / 6 mm / 4 m



---

1 STK

6.1820.070

Accouplement 4 mm / 6 mm / M8 interne

Pour rallonger les tuyaux d'aspiration dans des systèmes automatisés.  
Raccorde le tuyau d'aspiration M8 directement au tuyau en PTFE  
6.1812.000



---

1 STK

6.1828.000

Manchon de raccordement en PVDF

Pour bidon 6.1621.000.

