



823 Membrane Pump Unit – rinse

2.823.0030

Pompe à membrane pour la connexion directe aux Sample Processors. La version «Rincer» comprend de nombreux accessoires de rinçage.

Contenu de la livraison 2.823.0030

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.823.0010	823 Membrane Pump Unit
		Pompe à membrane pour la connexion directe aux Sample Processors.



1 STK

6.1621.000

Bidon 10 L

Pour les systèmes automatisés, comme bidon de rinçage ou de déchets.



2 STK

6.1801.120

Tuyau PVC 4 mm / 6 mm, 2 m



3 STK

6.1805.060

Tuyau en FEP / M6 / 60 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1808.170

Distributeur pour le rinçage et l'aspiration pour les
Sample Processor

Distributeur pour le montage sur des Sample Processor pour le rinçage et
l'aspiration en cas d'utilisation de pompes raccordées en externe.



1 STK

6.1812.000

Tuyau PTFE / 4 mm / 6 mm / 4 m



1 STK

6.1828.000

Manchon de raccordement en PVDF

Pour bidon 6.1621.000.



3 STK

6.2740.020

Gicleur de pulvérisation

Pour atomisation fine de la solution de rinçage.

