


824 Easy Sample Changer

2.824.0020

Le Passeur d'échantillons économique pour les applications de routine. Easy Sample Changer Micro: Passeur d'échantillons pour les titrages de petits volumes d'échantillons. L'appareil est capable de traiter jusqu'à 24 échantillons d'un volume maximal de 75 mL, en un seul passage. L'équipement KFT permet de transformer l'Easy Sample Changer en passeur d'échantillons Karl Fischer.

Contenu de la livraison 2.824.0020

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2034.020	Angle de fixation Pour monter l'agitateur magnétique à 824 Easy Sample Changer
		
1 STK	6.2752.010	Couvercle pour fiches Pour 717, 730, 760 Sample Changers, Processeurs d'échantillons CI, 774 Oven Sample Processor
		
1 STK	1.741.0010	741 Magnetic Stirrer Agitateur magnétique pour passeurs d'échantillons. L'agitateur magnétique est installé au dessous du portoir d'échantillons.
		

24 STK

6.1432.210

Bécher d'échantillon en verre clair 75 mL, 1 pc

Bécher d'échantillon en verre clair 75 mL, adapté aux racks d'échantillons
6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 et 6.2041.900, 1 pc



1 STK

6.1453.250

Bécher d'échantillon en plastique (PP) 250 mL, 1 pc

Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 250 mL, adapté aux
racks d'échantillons 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510,
6.2041.820, 6.2068.020 et 6.2068.030, 1 pc



1 STK

6.1458.020

Tête de titrage / 4 raccords M10

Avec 4 embouts filetés M10, bouchons compris.



1 STK

6.1805.110

Tuyau en FEP / M6 / 80 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



24 STK

6.1903.030

Barreau d'agitation / 25 mm

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 25 mm.



1 STK

6.2041.340

Rack d'échantillons, 24 x 75 mL, (PVC)

Rack d'échantillons pour 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler Light pour 24 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1432.210, 6.1459.400.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)



1 STK

6.2621.140

Clé hexagonale 2.5 mm




1 STK

6.2751.080

Protection de sécurité

Protection de sécurité pour processeurs d'échantillons à une seule tour sans 786 Swing Head.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1453.220	Bécher d'échantillon en plastique (PP) 200 mL, 1 pc Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 200 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 et 6.2068.030, 1 pc

