



826 pH mobile avec Primatrode

2.826.0020

pH-mètre portable avec interface IrDa, bandoulière, piles et Primatrode 6.0228.020 avec NTC (IP67).

Contenu de la livraison 2.826.0020

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.826.0010	826 pH mobile

pH-mètre portable avec interface IrDa, bandoulière et piles.



1 STK

6.2050.000

Bandoulières pour pH-Mètre

Bandoulière pour 704, 826 pH meter.



1 STK

6.2133.000

Piles LR6, 1.5V, 4 pièces

1,5 V type LR6. Jeu de 4 pièces. Pour 704 pH Meter, 773 pH/mV Simulator



1 STK

6.2621.140

Clé hexagonale 2.5 mm



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2307.230	Solutions tampons pH 4 / 7 / 9 Jeu de solutions tampons pH 4.00/7.00/9.00 (25 °C) dans sachets jetables, incolores, paquet de 3 x 10 x 30 mL	
6.2325.000	Kit pH Kit de maintenance pour les électrodes pH Le kit contient: • 50 mL solution de nettoyage • 50 mL solution de KCl 3M • 50 mL solution de conservation • 2 tubes de stockage • Manuel d'utilisation	