



826 pH mobile avec mallette

2.826.0110

pH-mètre portable avec interface IrDa. Avec mallette, de nombreux accessoires pour le calibrage, y compris le Primatrode 6.0228.020.

Contenu de la livraison 2.826.0110

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.826.0010	826 pH mobile

pH-mètre portable avec interface IrDa, bandoulière et piles.



1 STK

6.2050.000

Bandoulières pour pH-Mètre

Bandoulière pour 704, 826 pH meter.



1 STK

6.2716.040

Coffret pour 826 pH Meter

Coffret pour le 826 pH Meter et accessoires



1 STK

6.1236.050

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.



1 STK

6.1446.000

Bouchon à RN / B-14/(15)



1 STK

6.1613.020

Flacon 25 mL, étiquette pH 7 (vide)



1 STK

6.1613.030

Flacon 25 mL, étiquette pH 4 (vide)



1 STK

6.1614.000

Pissette / 250 mL



3 STK

6.1614.030

Flacon plastique / 50 mL

Flacon plastique 50 mL



1 STK

6.2133.000

Piles LR6, 1.5V, 4 pièces

1,5 V type LR6. Jeu de 4 pièces. Pour 704 pH Meter, 773 pH/mV Simulator



1 STK

6.2307.230

Solutions tampons pH 4 / 7 / 9

Jeu de solutions tampons pH 4.00/7.00/9.00 (25 °C) dans sachets jetables, incolores, paquet de 3 x 10 x 30 mL



1 STK

6.2308.050

Électrolyte 3 mol/L KCl (50 mL)

Solution électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (pour systèmes de référence Ag /AgCl)



1 STK

6.2621.140

Clé hexagonale 2.5 mm



1 STK

6.2717.000

Bécher en PP, 100 mL

Bécher en PP, 100 mL.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2325.000	Kit pH

Kit de maintenance pour les électrodes pH

Le kit contient:

- 50 mL solution de nettoyage
- 50 mL solution de KCl 3M
- 50 mL solution de conservation
- 2 tubes de stockage
- Manuel d'utilisation

