

pH Lab Irda 230 V UE

2.827.0014

Contenu de la livraison 2.827.0014

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2013.010	Bague d'arrêt Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.
		
1 STK	6.2016.050	Potence / 300 mm
		
1 STK	6.2021.020	Support d'électrode Support d'électrode pour 4 électrodes et 2 pointes de burette
		

1 STK

6.2161.010

Bloc d'alimentation, fiche EU 230V /6V DC

Bloc d'alimentation pour 827 pH lab



1 STK

6.2621.070

Clé hexagonale 5 mm pour IC Sample Processor

