

pH Lab Irda 240 V AUS

2.827.0017

Contenu de la livraison 2.827.0017

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2161.040	Bloc d'alimentation, fiche AUS 240V/6V DC Bloc d'alimentation pour 827 pH lab
		
1 STK	6.2013.010	Bague d'arrêt Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.
		
1 STK	6.2016.050	Potence / 300 mm
		

1 STK

6.2021.020

Support d'électrode

Support d'électrode pour 4 électrodes et 2 pointes de burette



1 STK

6.2621.070

Clé hexagonale 5 mm pour IC Sample Processor

