



827 pH lab ; 240 V, version AUS avec Primatrode

2.827.0117

pH-mètre de laboratoire avec interface IrDa et Primatrode 6.0228.010

Contenu de la livraison 2.827.0117

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2161.040	Bloc d'alimentation, fiche AUS 240V/6V DC
		Bloc d'alimentation pour 827 pH lab



1 STK

6.2013.010

Bague d'arrêt

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



1 STK

6.2016.050

Potence / 300 mm



1 STK

6.2021.020

Support d'électrode

Support d'électrode pour 4 électrodes et 2 pointes de burette



1 STK

6.2621.070

Clé hexagonale 5 mm pour IC Sample Processor



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2307.230	Solutions tampons pH 4 / 7 / 9 Jeu de solutions tampons pH 4.00/7.00/9.00 (25 °C) dans sachets jetables, incolores, paquet de 3 x 10 x 30 mL	
6.2325.000	Kit pH Kit de maintenance pour les électrodes pH Le kit contient: • 50 mL solution de nettoyage • 50 mL solution de KCl 3M • 50 mL solution de conservation • 2 tubes de stockage • Manuel d'utilisation	