



# 833 Advanced IC Liquid Handling Dialysis Unit

2.833.0040

Module de dialyse de préparation des échantillons pour la détermination des anions et cations dans des matrices difficiles, telles que le lait, les jus de fruits, les émulsions, suspensions, etc. Pompe péristaltique à deux canaux incluse. Membrane en acétate de cellulose 0.25 µm.

## Contenu de la livraison 2.833.0040

| Qt.   | Order no.  | Description                                                                |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 7 STK | 6.1803.040 | Capillaire PTFE 0.5 mm d.i. / 1 m                                          |
|       |            | Capillaire pour le traitement des échantillons en chromatographie ionique. |



1 STK

6.1831.050

Capillaire en PEEK 0.5 mm d.i. / 40 cm

Pour dialyse en ligne et passeurs d'échantillons. Pour IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit, Compact VA Autosampler



1 STK

6.1831.060

Capillaire en PEEK 0.5 mm d.i. / 1 m

Pour dialyse inline et passeurs d'échantillons. Pour IC Dialysis Unit, Processeur d'échantillons CI, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit



1 STK

6.2057.010

Support pour Cellule de dialyse

Pour la cellule de dialyse dans la chambre à colonnes CI



1 STK

6.2128.180

Câble de connexion 762/830 - 752/753/754/833

Pour la connexion Interface CI - IC Pump Unit, Module Suppresseur CI, IC Dialysis Unit ou IC Liquid Handling Unit



1 STK

6.2621.070

Clé hexagonale 5 mm pour IC Sample Processor



1 STK

6.2714.010

Membrane de dialyse (acétate de cellulose)

Dimension nominale des pores: 0.2  $\mu$ m. Jeu de 50 pièces. Pour Dialysis Unit



1 STK

6.2729.100

Cellule de dialyse

Y compris 4 bouchons borgnes 6.2744.060. Pour dialyse inline



1 STK

6.2744.000

Vis de pression PVDF

Avec connexion UNF 10/32. Pour appareils CI, Dialyse In-Line (connexion capillaires en PEEK)



2 STK

6.2744.010

Vis de pression 5x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



2 STK

6.2744.034

Accouplement olive/UNF 10/32 2 x

Connexion vis de pression et tuyau de pompe. 2 pièces. Pour appareils CI avec pompe péristaltique.




4 STK

6.2744.160

Connexion pour tuyau de pompage avec fixation

Fixation pour la connexion sûre d'un tuyau de pompe sur une olive.



1 STK


6.2831.010

Pince en plastique

Pour la dialyse et les membranes de filtrage



## Accessoires optionnels

| Order no.  | Description                                                                                                                 |                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1826.060 | Tuyau de pompe (orange/jaune)<br>Pour Compact CI, Personal CI, Basic CI                                                     |    |
| 6.2714.030 | Membrane de dialyse (polyamide)<br>Pour dialyse In-Line et filtrage                                                         |    |
| 6.2755.000 | Cassette de tuyau<br>Pour la pompe du Pump Unit, Suppressor Module, Dialysis Unit, Compact CI, Processeur d'échantillons CI |  |