



833 IC Liquid Handling Ultra Filtration Unit

2.833.0050

Pour l'ultrafiltration «inline». Garantit l'élimination des particules contenues dans l'échantillon. Pompe péristaltique à 2 canaux avec cellule d'ultrafiltration séparée, par exemple pour l'installation du 820 IC Separation Center.

Contenu de la livraison 2.833.0050

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1803.040	Capillaire PTFE 0.5 mm d.i. / 1 m
		Capillaire pour le traitement des échantillons en chromatographie ionique.



1 STK

6.1803.050

Capillaire PTFE 0.5 mm d.i. / 20 cm

Capillaire pour dialyse inline et filtration, pour Dialysis Unit, IC Filtration Sample Processor



2 STK

6.1803.070

Capillaire PTFE 0.97 mm d.i. / 40 cm

Capillaire pour filtration pour IC Filtration Sample Processor, IC Liquid Handling Filtration Unit



2 STK

6.1803.080

Capillaire PTFE 0.97 mm d.i. / 1 m

Capillaire pour filtration pour IC Filtration Sample Processor, IC Liquid Handling Filtration Unit



1 STK

6.1803.100

Capillaire PTFE 0,5 mm d. i. / 40 cm

Capillaire pour filtrage et dialyse



1 STK

6.2128.180

Câble de connexion 762/830 - 752/753/754/833

Pour la connexion Interface CI - IC Pump Unit, Module Suppresseur CI, IC Dialysis Unit ou IC Liquid Handling Unit



1 STK

6.2621.070

Clé hexagonale 5 mm pour IC Sample Processor



1 STK

6.2714.020

Membrane de filtration cellulose régénérée, 0,2 µm, 50 pcs

Dimension nominale des pores : 0,2 µm. Ensemble de 50 pièces. Pour filtration inline.



1 STK

6.2744.000

Vis de pression PVDF

Avec connexion UNF 10/32. Pour appareils CI, Dialyse In-Line (connexion capillaires en PEEK)



1 STK

6.2744.010

Vis de pression 5x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK

6.2744.030

Accouplement olive/UNF 10/32 4 x

Connexion vis de pression et tuyau de pompe. 4 pièces. Pour appareils CI avec pompe péristaltique.



1 STK


6.2831.010

Pince en plastique

Pour la dialyse et les membranes de filtrage



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1803.030	Capillaire PTFE 0.5 mm d.i. / 3 m Capillaire pour dialyse inline, pour Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit	
6.1826.060	Tuyau de pompe (orange/jaune) Pour Compact CI, Personal CI, Basic CI	
6.2755.000	Cassette de tuyau Pour la pompe du Pump Unit, Suppressor Module, Dialysis Unit, Compact CI, Processeur d'échantillons CI	