



# 843 Pump Station (peristaltic)

2.843.0120

La 843 Pump Station(péristaltique) dispose de deux pompes péristaltiques intégrées. Ces dernières peuvent être commandées au choix, soit directement par l'intermédiaire de l'interface à l'aide de signaux «remote», soit manuellement par pression de touche.

## Contenu de la livraison 2.843.0120

| Qt.   | Order no.  | Description                    |
|-------|------------|--------------------------------|
| 1 STK | 1.843.0120 | 843 Pump Station (peristaltic) |

La 843 Pump Station(péristaltique) dispose de deux pompes péristaltiques intégrées. Ces dernières peuvent être commandées au choix, soit directement par l'intermédiaire de l'interface à l'aide de signaux «remote», soit manuellement par pression de touche.



4 STK

6.1801.120

Tuyau PVC 4 mm / 6 mm, 2 m



2 STK

6.1812.000

Tuyau PTFE / 4 mm / 6 mm / 4 m



4 STK

6.1820.050

Adaptateur, M6 / olive

Pour tuyau de pompe 6.1826.100, pour pompes péristaltiques.



1 STK

6.1826.100

Tuyau de pompe en, 6,4 mm / 1 m

En remplacement du tuyau de pompe utilisé dans les unités 772 Pump Unit et 843 Pump Station (peristaltic).



2 STK

6.1828.000

Manchon de raccordement en PVDF

Pour bidon 6.1621.000.



## Accessoires optionnels

| Order no.  | Description                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2141.260 | <p>Câble «remote» Compact Sample Changer - Dosimat plus et Titrino plus</p> <p>Câble de distribution pour la connexion «remote du Compact Sample Changer au Dosimat plus et autres appareils (p.ex. Titrino plus ou Pump Station).</p> |    |
| 6.2141.300 | <p>Câble «remote» 843-814/815</p> <p>Câble «remote pour la connexion directe d'une 843 Pump Station aux prises pour pompes des Sample Processors 814 et 815</p>                                                                        |    |
| 6.2761.000 | <p>Protection de sécurité pour la 843 Pump Station (péristaltique)</p> <p>La pompe péristaltique ne peut être utilisée qu'équipée de sa protection de sécurité.</p>                                                                    |  |